






### C&C Stretcher Carrier

Der Krankentragenhalter C&C Universal Stretcher Carrier (USC) ist geeignet für den Transport von Krankentragen. In der Regel wird der USC Krankentragenhalter für den Transport von Krankentragen in Rettungskörben von Rettungsfahrzeugen (Feuerwehrhebebühnen und Fahrzeugleitern) eingesetzt.

Um den USC im Korb eines Rettungsfahrzeugs anzubringen, muss ein Adapterrahmen verwendet werden. Dieser Adapterrahmen muss an den angegebenen Befestigungspunkten gemäß der Montagevorschrift in Kapitel V Abschnitt 2 dieser Bedienungsanleitung am USC-Grundrahmen befestigt werden.

Der USC kann in Verbindung mit verschiedenen Arten von Krankentragen verschiedener Hersteller eingesetzt werden wie z. B. Ferno Washington, Stollenwerk, Stryker, Krankentragen des Typs 'Raam - De Mooy' und anderen Krankentragen gemäß DIN 13024 und 13025.



## C&C USC-Komponenten

1 Fangklaue Fußseite

2 Kopf (klein oder groß)

3 Selbstklebender Gummistreifen (Innenseite Kopf)

4 Hinterer Behälter Standard (ALB)

5 Sicherheitsgurt, in Längrichtung verstellbar

6 Verriegelung

7 Bügelverriegelung Fangklaue Fußseite

8 Hebel vollst. (links/rechts und Standard/rechtwinklig)

9 Kreuzschlitz M10 (für ASGH)

10 Randstreifen mittel (geliefert pro lfd. Meter)

